

# Accesorio de Campo Libre

## CL-160

El accesorio de campo libre LADIE modelo CL-160, es un equipo diseñado para trabajar en conjunto con el audiómetro LADIE AD-160.

Permite la realización de estudios monoaurales y binaurales a campo libre, ya que posee dos canales independientes que se corresponden con los dos canales del audiómetro.

El equipo consiste en un amplificador de potencia y dos cajas acústicas especialmente diseñadas para evitar vibraciones y distorsiones debido a los altos niveles de los sonidos (generalmente tonales) que se utilizan para las pruebas.

Opcionalmente pueden suministrarse trípodes especiales para el montaje de los altoparlantes.



## Especificaciones

Niveles de Salida	Frecuencia (Hz)	125	250	500	750	1000	1500	2000	3000	4000	6000	8000
Tono Máx., dB(A)*		80	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Ruido BE Máx., dB(A)*		80	80	95	95	95	95	95	95	95	95	95

Logo Máximo: 100 dB(A)\*

Ruido Compensado para logo (Máximo): 90 dB(A)\*

\* Estos niveles máximos pueden verse modificados por el ambiente en el cual se realiza la audiometría (volumen de la cabina y recubrimiento absorbente de sus superficies internas).

### Accesorios Incluidos

Dos cajas acústicas para presentación de estímulos, cables de conexión a la cabina, manual de instrucciones.

### Accesorios Opcionales

Trípodes de altura regulable para la colocaciones de las cajas acústicas.

### Otros Datos

#### Dimensiones y peso

Equipo: 25 (profundidad) x 18 (ancho) x 6 (alto) cm, 1350g  
Caja Acústica (cada una): 22,5cm (ancho) x 10,5cm (profundidad) x 60cm (alto); 4000gidas y peso aproximados, no incluyen cajas acústicas).

#### Alimentación

220 V  $\pm$  10% ~ 50 Hz.



Debido al constante desarrollo y perfeccionamiento de los equipos, LADIE se reserva el derecho de modificar estas especificaciones sin previo aviso. Por el mismo motivo, las fotografías mostradas en este folleto pueden diferir del equipamiento suministrado.

**Todos los equipos LADIE tienen garantía escrita por dos años.  
Service, calibración y mantenimiento asegurado.**

**LADIE**  
Audiología

Laboratorio de Aplicación y Desarrollo de Instrumental Electrónico

Laboratorio de Aplicación y Desarrollo de Instrumental Electrónico.  
Calle 46 # 1508, La Plata, CP 1900, Bs. As., Rep. Argentina - Tel: +54 (221) 479-9164  
Web site: [www.ladie-audiologia.com](http://www.ladie-audiologia.com) - E-mail: [ventas@ladie-audiologia.com](mailto:ventas@ladie-audiologia.com)